

# Transform VMP

1. Create TRF file from ACPC T1 to your custom volume (e.g. T2-w coronal with electrode).
2. Spatial Transformations | Load .TRF... | Transform .VMP... | “Apply forward”

From:

<http://dag.dokuwiki.dpz.lokal/> - **DAG wiki**

Permanent link:

[http://dag.dokuwiki.dpz.lokal/doku.php?id=brainvoyager:brainvoyager\\_transformvmp](http://dag.dokuwiki.dpz.lokal/doku.php?id=brainvoyager:brainvoyager_transformvmp)

Last update: **2022/12/29 07:15**

